

## Prüfung Desinfektionsmittel nach DIN 68 861, Teil 1

## QMH I

Revision: 1.06

## **Geprüfte Desinfektionsmittel**

Name	Konzentration	Anwendbar
Chloramin T	2,5%ige wässrige Lösung	✓
Terralin protect	0,5%ige wässrige Lösung und 100%ige Lösung	✓
Descosept Spezial	100%ige Lösung	✓
Descosept	100%ige Lösung	✓
Incidin Plus	0,5%ige wässrige Lösung und 100%ige Lösung	✓
Mikrobac forte	2 %ige wässrige Lösung und 100%ige Lösung	<b>√</b> *
Biguamed perfekt N	5%ige wässrige Lösung und 100%ige Lösung	✓
perform (Pulver-Konzentrat)	1%ige und 3%ige wässrige Lösung	✓

**<sup>\*</sup>** Für das Netz vom **KayserBett TOBI** und das Netz vom **Reisebett NILS** <u>NICHT GEEIGNET!</u>

Seite 1 von 1 Stand: 01/2024